

AUR-200 İDRAR ANALİZÖRÜ

AUR-200 İdrar Analizörü, böbrek hastalıkları, diyabet, idrar yolu enfeksiyonu ve karaciğer hastalıklarının erken tanısında kullanılan bir cihazdır.

Özellikleri:

- ◆ Kapsamlı test menüsü.
- ◆ Acil kullanım için dahili batarya.
- ◆ Tek seferde 14 parametreye kadar test yapma.
- ◆ Hafifliği sayesinde kolay taşınma.
- ◆ Anlık yazdırma için dahili termal yazıcı.
- ◆ İşlem kolaylığı için büyük ve dokunmatik ekran.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Model	AUR-200
Prensip	Fotoelektrik kolorimetri
Test Hızı	60 test/saat
Veri Hafıza	10.000 sonuç
Strip Kuluçka Süresi	1 dakika
Işık Dalga Boyu	470nm, 525nm ve 625nm
Ekran	3.5" LCD dokunmatik ekran
Yazıcı	Dahili termal yazıcı
Bağlantı	RS232 çıkış, USB 2 çıkış
Çalışma Koşulu	10-30°C, RH≤80%, 76-106kPa
Çalışma Voltajı	AC100-240V, 50/60Hz, DC 5.85V±0.45V (AAx4)
Ağırlık	600g
Ölçüler	200*137*52mm