

AUR-400 İDRAR ANALİZÖRÜ

AUR-400 İdrar Analizörü, böbrek hastalıkları, diyabet, idrar yolu enfeksiyonu ve karaciğer hastalıklarının erken tanısında kullanılan bir cihazdır.

Özellikleri:

- ◆ Kapsamlı test menüsü.
- ◆ Tek seferde 14 parametreye kadar test yapma.
- ◆ Ayarlanabilir dil seçeneği.
- ◆ Anlık yazdırma için dahili termal yazıcı.
- ◆ Ayarlanabilir analit kombinasyonu.
- ◆ Harici WIFI bağlantı fonksiyonu.
- ◆ İşlem kolaylığı için büyük ve dokunmatik ekran.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Model	AUR-400
Prensip	Fotoelektrik Kolorimetri
Test Hızı	600 test/ saat
Veri Hafıza	9999 sonuç
Strip Kuluçka Süresi	1 dakika
Işık Dalga Boyu	460nm, 550nm ve 620nm
Ekran	7" LCD dokunmatik ekran
Yazıcı	Dahili termal yazıcı
Bağlantı	LAN çıkışı, USB 2 çıkışı, Type-C çıkışı, COM çıkışı, Harici WIFI (Tercihen)
Uyumluluk	LIS
Çalışma Koşulu	10-30°C, RH≤85%, 86-106kPa
Çalışma Voltajı	AC100-240V, 50/60Hz
Ağırlık	6.5 kg
Ölçüler	380*330*215mm