


LT53 MASAÜSTÜ DÜŞÜK HIZLI SANTRİFÜJ

LT53 Masaüstü Düşük Hızlı Santrifüj yüksek performansı ve yüksek kalitesiyle genetik biyoloji ve hücre bilimi kliniklerinde çokça kullanılır. Çok amaçlı başlık ve adaptör seçenekleri sunar.

Özellikleri:

- ◆ Mikroişlemci kontrol, DC kömürsüz motor.
- ◆ Güvenli işlem için elektronik kapak kilidi.
- ◆ RCF değeri otomatik olarak hesaplanabilir.
- ◆ Kolay işlem için dokunmatik panel ve LCD ekran.
- ◆ Çok amaçlı başlık ve adaptör seçeneği.
- ◆ Programlanabilir ve 25 program hafızada tutulabilir.

**TEKNİK PARAMETRELER**

Model	LT53
Maks. Hız	5300rpm
Maks. RCF	4113xg
Maks. Kapasite	4x250ml
Hız Hassasiyeti	±20rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	1min to 99min
Gürültü	≤65dB(A)
Güç Kaynağı	AC220V±22V 50/60Hz
Toplam Güç	400W
Ölçü (W x D x H)	436x560x380mm
Paketleme Ölçüsü (W x D x H)	547x727x432mm
Net Ağırlık	42kg



Kapasite: 4x100ml



Kapasite: 4x2x50ml, 4x2x100ml
4x8x15ml, 4x16x5ml/7ml
4x12x5ml/7ml



Kapasite: 4x250ml



Kapasite: 2x2x96 mikropalak



Kapasite: 48x10ml