

**L535R MASAÜSTÜ DÜŞÜK HIZLI YÜKSEK KAPASİTELİ SOĞUTMALI SANTRİFÜJ**

L535R Masaüstü Düşük Hızlı Yüksek Kapasiteli Soğutmalı Santrifüj klinik tıp, biyo-eczacılık ve hücre geliştirmede çokça kullanılır. L535R en yüksek hıza ulaştığında, sıcaklığı -4°C nin altında tutabilir. Özel rüzgâr kalkanı numuneyi iyi durumda muhafaza edebilir.

**Özellikleri:**

- ◆ Çok amaçlı başlık ve adaptörler.
- ◆ Karbon kirliliğini önleyerek servis ömrünü uzatan frekans dönüştürücü motor ve yüksek dönme kuvveti ile çalışan mikroişlemci kontrol.
- ◆ Hız, zaman ve RCF rahatlıkla ayarlanabilir.
- ◆ AC frekans dönüştürücü motor yüksek dönme kuvvetine ve kısa Hızlanma/Yavaşlama (Frenleme) süresine sahip.
- ◆ Aşırı hız, yanlış işlem koruma fonksiyonları, kendini tanıma, kapak kilidi, paslanmaz hazne ve makine emniyetini sağlamak için çifte koruma sağlama yapısı.
- ◆ 9 Hızlanma (ACC) ve 10 Yavaşlama (DEC) profili yüksek santrifüjleme etkisi sağlar.
- ◆ CFC içermeven (Non-CFC) soğutma sistemi (France Tecumseh

**TEKNİK PARAMETRELER**

Model	L535R
Maks. Hız	5350r/min
Maks.RCF	5030xg
Maks.Kapasite	4x750ml
Hız Hassasiyeti	±30r/min
Zaman Ayarlama Aralığı	1min - 99min
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	-20°C ~ 40°C
Sıcaklık Hassasiyeti	±2°C
Soğutma Sistemi	Non-CFC (R404a)
Gürültü	<65dB(A)
Güç Kaynağı	AC220V±22V 50/60Hz 10A
Toplam Güç	1600w
Ölçü (WxDx H)	710x630x440mm
Paketleme Ölçüsü (WxDxH)	860x810x620mm
Net Ağırlık	75kg



Kapasite: 6x50ml  
Maks. Hız: 5000rpm  
Maks. RCF: 2687xg



Kapasite: 4x500ml  
Maks. Hız: 4000rpm  
Maks. RCF: 3040xg



Kapasite: 2x2x96well  
Maks. Hız: 4000rpm  
Maks. RCF: 2200xg

